

Produktinformation

- absolut blickdicht
- formstabilisierend und robust
- in Kompressionsklasse 2 und 3

Doktus, das heißt hohe Strapazierfähigkeit und zuverlässige Druckwirkung zur Behandlung mittlerer und schwerer Indikationen. Der nahtlose Kompressionsstrumpf ist hochelastisch und wir freuen uns über perfekten Sitz und die Formstabilität über den ganzen Tag. Kompression ohne Einschränkungen, kompromisslos und hochwirksam.

Kompressionsklasse

Doktus KKL 2: 54 % Polyamid, 46 % Elasthan

Doktus Dur KKL 3: 56 % Polyamid, 44 % Elasthan

Indikation

KKL 2

- starke Varicosis
- mäßige Ödemneigung nach Venenthrombose
- Klappeninsuffizienz der tiefen Venen
- bei traumatisch geschädigten Beinen (Frakturen, Muskelrissen, Sklerosierung)

KKL 3

- starke Ödemneigung oder nach Abheilung venös bedingter Ulcera
- postthrombotisches Syndrom
- chronisch venöse Insuffizienz

Hilfsmittelnummer

KKL 2

Wadenstrümpfe AD
Serie 17.06.01.1042
Maß 17.06.10.1004

Halbschenkelstrumpf AF

Serie 17.06.02.1039
Maß 17.06.11.1002

Schenkelstrumpf AG

Serie 17.06.03.1040
Maß 17.06.12.1004

Strumpfhose AT

Serie 17.06.04.1032
Maß 17.06.13.1004

Umstandshose AT/U

Serie 17.06.04.1032 / 17.99.99.2019
Maß 17.06.13.1004 / 17.99.99.2019

KKL 3

Produktinformation

Wadenstrümpfe AD
Serie 17.06.01.2023
Maß 17.06.10.2003

Halbschenkelstrumpf AF
Serie 17.06.02.2019
Maß 17.06.11.2003

Schenkelstrumpf AG
Serie 17.06.03.2021
Maß 17.06.12.2003

Strumpfhose AT
Serie 17.06.04.2016
Maß 17.06.13.2003

Umstandshose AT/U
Serie 17.06.04.2016 / 17.99.99.2019
Maß 17.06.13.2003 / 17.99.99.2019

Neuer Tab 3

Produktinformation

Ganz oben. Unsere Haftband-Kollektion.

Zu den Ansprüchen unserer Patienten an ein funktionales Haftband bieten wir individuelle Lösungen. Wählen Sie zwischen praktisch, elegant und sensitiv aus unserer Haftband-Kollektion.



Micronoppen-Haftband

Der rücksichtsvolle, sichere Beinabschluss. Die feinen, hautschonenden Silikonkuppen hinterlassen keine Druckstellen – ideal für Patienten mit empfindlicher, zu Reizungen neigender Haut. Das hochelastische Band steht in drei und fünf Zentimeter Höhe zur Verfügung.



Großnuppen-Haftband

Für mehr Sicherheit am Beinabschluss. Auch bei weichem Bindegewebe verleihen die hautfreundlichen Silikonkuppen eine zuverlässige Adhäsion bei guter Luftzirkulation und unauffälliger Optik. Das Haftband steht in drei und fünf Zentimeter Höhe zur Verfügung.



Spitzennoppen-Haftband

Zuverlässiger Halt für den eleganten Anspruch: Das Spitzennoppen-Haftband kombiniert die Vorteile der Groß-Silikonkuppen mit einem eleganten Abschlussband. Luftdurchlässig, hautfreundlich und adhäsionsstark in fünf Zentimeter Höhe.



Spitzen-Haftband

Der modische Beinabschluss mit hoher Adhäsionskraft. Das Silikonmuster hält den Strumpf auch bei weichem Bindegewebe zuverlässig und erfreut dabei mit modischem Spitzen-Design. Das Spitzen-Haftband steht in fünf Zentimeter Höhe zur Verfügung.




ohne Haftband

Bequem bei hoher Elastizität – der Beinabschluss ohne Haftband. Insbesondere bei AD oder AG-Strümpfen bietet das Gestrick guten Halt und eine gute Luftzirkulation für normale Beinformen. Einen haftbandfreien Beinabschluss fertigen wir in 2,5 und 5 cm.

Grössentabelle

Produktinformation



verfügbare Optionen

Kompressionsklasse

CCL 2	CCL 3
-------	-------

Seriengröße

I
I Plus
II
II Plus
III
III Plus

Produktinformation

IV
IV Plus
V
V Plus
VI
VI Plus
VII
VII Plus

Strumpflänge

kurz
normal
lang

Hafttrandausführung

Groß Noppen	Micro-Noppe	Spitzen-Noppen	ohne Hafttrand
-------------	-------------	----------------	----------------

Fuß

klein(bis 38)
normal(38-40)
groß(ab 41)
XL (46-49)
XXL (50-53)

Fußspitze

offen	geschlossen
-------	-------------

SchieblerFarben

Apricot	Karamel	Marine	Schwarz	Bordeaux	Waldgrün
---------	---------	--------	---------	----------	----------
