

## Produktinformation

# Venotrain Soft Kompressionsschenkelstrümpfe AG

Art-Nr.: 17.06.03.1061 / Marke: [Bauerfeind](#)



**78,90EUR** / Paar

Grundpreis: 39,45EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. 4,99EUR DHL-Versand

 **Lieferzeit: 2 bis 6 Werktage; Sonderanfertigung bis zu 15 Werktagen**

Hilfsmittel/Artikelnummer: 2126

VenoTrain® soft Der sanfte Kompressionsstrumpf mit starker Wirkung

VenoTrain® soft bietet durch sein feinmaschiges, hautfreundliches Gestrick besonders angenehme Trageeigenschaften. Seine spezielle Verarbeitung bewirkt den softVital-Effect: Die Haut wird sanft massiert und die Blutzirkulation angeregt, die Venen werden komprimiert und vitalisiert.

- Unterstützt bei Beschwerden durch eine Venenschwäche dank medizinischer Kompression
- Angenehm zu tragen dank weichem, hautfreundlichem Material
- Hohes Maß an Individualisierung durch große Variantenvielfalt
- Mit digitaler Vermessung bei vielen unserer Bauerfeind-Qualitätspartner

### Materialzusammensetzung

Kompressionsklasse 1

## Produktinformation

- 70% Polyamid und 30% Elasthan

Kompressionsklasse 2

- 65% Polyamid und 35% Elasthan

### Haftträger

## ABSCHLÜSSE UND HAFTBÄNDER PERFEKTER HALT MIT HOHEM KOMFORT

Mit unseren Abschlüssen und Haftbändern sitzen Kompressionsstrümpfe sicher und rutschen nicht. Ihre weichen Materialien sind atmungsaktiv, hautfreundlich und tragen sich ganz besonders angenehm auf der Haut. Erfahren Sie mehr über die individuellen Ausführungen und unterschiedlichen Designs.

### ABSCHLÜSSE SICHER UND ANGENEHM



#### TRIKOTRAND

Für alle Kompressionskniestrümpfe

Der weiche Abschluss bietet angenehmen Tragekomfort und schneidet nicht ein. Seine neutrale Optik eignet sich sowohl für Frauen als auch für Männer.



#### KOMFORTBÜNDCHEN

Für die Strumpfhosenausführung des VenoTrain look und den VenoTrain soft (Serie)

Dank höherer Elastizität und breitem Bündchen bietet dieser Abschluss eine sehr gute Passform und hohen Komfort. Er sitzt bequem ohne einzuschnüren.

### HAFTBÄNDER SICHER UND INDIVIDUELL



#### MIKRONOPPE

Für VenoTrain look (Serie und Maß)

Das hochelastische Haftband mit seinen kleinen, flachen Noppen trägt sich selbst bei enger Kleidung sehr unauffällig und hinterlässt keine Abdrücke auf der Haut. Das hautfreundliche Material mit seiner weichen Oberfläche passt sich hervorragend der Beinkontur an und ist auch bei weichem Bindegewebe sehr komfortabel zu tragen. Das Haftband ist in einer Weite für alle Größen passend, die Unterscheidung zwischen normal und weit entfällt.



#### NOPPE

Für VenoTrain micro, VenoTrain soft, VenoTrain clinic, VenoTrain soft S und VenoTrain impuls (Serie und Maß)

Unser klassisches Haftband wird vor allem bei Oberschenkelstrümpfen verwendet. Es ist hautfreundlich und durch sein neutrales Design ideal für Männer geeignet.

## Produktinformation



### NOPPE GEMUSTERT

Für VenoTrain look (Maß),  
VenoTrain micro, VenoTrain soft und  
VenoTrain soft S (Serie und Maß)

Das hautfreundliche Haftband ist mit  
seiner eleganten Musterung besonders  
bei Frauen beliebt.



### SPITZE

Für VenoTrain soft (Maß)

Die geschwungene, flache Beschichtung  
sorgt für guten Halt und Atmungs-  
aktivität. Sein Spitzen-Design spricht  
besonders Frauen an.



### SPITZE SENSITIVE

Für VenoTrain look und  
VenoTrain micro (Serie und Maß)

Das hochelastische Haftband  
verfügt über eine hauchdünne,  
durchgängige Beschichtung, die  
perfekten Halt bietet.  
Es passt sich hervorragend der  
Beinkontur an, auch bei weichem  
Bindegewebe. Das Haftband ist in  
einer Weite für alle Größen passend,  
die Unterscheidung zwischen  
normal und weit entfällt.

## Farben



Bitte

beachten Sie, dass die Farben je nach Bildschirmeinstellung abweichen können.

## Grössentabelle

# Produktinformation

|                                                            |                                     | S      |       | M      |       | L      |       | XL     |       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|                                                            |                                     | NORMAL | PLUS  | NORMAL | PLUS  | NORMAL | PLUS  | NORMAL | PLUS  |
| <b>Länge IG</b><br>short 61-70<br>long 70-80<br>Typ AG, AT | <b>cG</b> Haftband weit             | 51-57  | 59-66 | 56-63  | 62-69 | 60-67  | 66-74 | 63-71  | 71-80 |
|                                                            | <b>cG</b> Haftband normal           | 45-51  | 52-59 | 49-56  | 55-62 | 53-60  | 58-66 | 55-63  | 62-71 |
|                                                            | <b>cG</b> Trikotrand, AT, Haftband* | 45-57  | 52-66 | 49-63  | 55-69 | 53-67  | 58-74 | 55-71  | 62-80 |
|                                                            | <b>cF</b>                           | 40-52  | 43-55 | 43-55  | 46-60 | 45-59  | 50-64 | 49-63  | 52-68 |
| <b>Länge ID</b><br>short 35-40<br>long 40-46<br>Typ AD     | <b>cE</b>                           | 33-40  | 36-44 | 35-43  | 39-49 | 38-48  | 42-53 | 42-53  | 47-58 |
|                                                            | <b>cD</b>                           | 29-35  | 32-38 | 32-38  | 35-42 | 34-42  | 37-45 | 37-45  | 41-49 |
|                                                            | <b>cC</b>                           | 31-37  | 34-40 | 34-40  | 37-44 | 37-45  | 39-47 | 40-48  | 43-51 |
|                                                            | <b>cB1</b>                          | 25-29  | 27-31 | 27-32  | 29-34 | 29-35  | 31-37 | 32-38  | 34-40 |
|                                                            | <b>cB</b>                           | 20-22  |       | 22-25  |       | 25-28  |       | 28-31  |       |
|                                                            | <b>cY</b>                           | 29-33  |       | 31-35  |       | 34-40  |       | 37-44  |       |
|                                                            | <b>cA</b>                           | 19-24  |       | 22-27  |       | 25-31  |       | 28-35  |       |

\* Haftband Spitze Sensitiv für VenoTrain look und VenoTrain micro  
 Haftband Mikronoppe für VenoTrain look

©Bauerfeind

>> Klicken Sie hier für eine größere Ansicht

## verfügbare Optionen

### Hafttrandweite

normal  
weit

### Hafttrandausführung

Noppen

ohne Haftrand

Noppen Schmuck

Micro-Noppe

Spitzen Sensitiv

### Kompressionsklasse

CCL 1

CCL 2

### VenotrainFarbe

Creme

Caramel

Amaretto

Espresso

Marine

Schwarz

Anthrazit

French Lavender (Sonderfarbe)

Irish Green (Sonderfarbe)

### Fußspitze

offen

geschlossen

### Strumpfumfang

normal  
plus



**SVITALSHOP**  
Sanitätshaus Dörsam

## Produktinformation

---

### **Strumpflänge**

short

long

### **Seriengröße**

S

M

L

XL

---